

Het beste alternatief zonder bijwerkingen

Erectieklachten kunnen bij alle mannen voorkomen. Leeftijd speelt hierin geen rol. Onder jonge mannen komt het minder dan 5 procent voor, naarmate mannen ouder worden kan het percentage oplopen tot 42 procent.

Mogelijke oorzaken zijn:

- Na operatieve ingrepen (bijv: prostaat, blaas of endeldarm)
- Diabetes
- Hart -en vaatziekten
- Te laag testosteron gehalte
- Ouderdom
- Stress, depressie of problemen op relationeel vlak
- Seksuologische problemen
- Alcohol
- Roken
- Lichaamsbeweging

Een vacuüm-erectie-systeem is de beste therapie-optie voor mannen uit deze groep. Het kent **geen bijwerkingen** en is sowieso het beste alternatief wanneer het gebruik van medicatie niet de voorkeur heeft.



Een *Erection System*® bestellen

U kunt eenvoudig en snel uw order plaatsen via een van de onderstaande websites:

www.erecietpomp.nl

www.erecietpomp.be

www.memidis-shop.nl



Hulpmiddelen bij erectiestoornissen worden binnen het basiszorgpakket niet vergoed. Indien u een aanvullende verzekering heeft, bestaat wellicht de mogelijkheid om de aankoopkosten voor een Active Erection System (AES) of Manual Erection System (MES) bij uw zorgverzekeraar te declareren.

De voorwaarden verschillen per verzekeringsmaatschappij en veranderen jaarlijks.

In elk geval moet u beschikken over een recept, uitgeschreven door een arts. Verder kan het helpen als de betreffende arts middels een schriftelijke verklaring toelicht, waarom de aanschaf van een erectiepompe voor u van groot belang is. Als u zekerheid wenst, adviseren wij u vóór aanschaf, eerst te overleggen met uw zorgverzekeraar.

Het **ACTIVE** Erection System® is conform Europese richtlijnen gecertificeerd als medisch hulpmiddel klasse IIa.

Artikelnummer: AES 01
Z-Index nummer: 15191710
CE 0483



Het **MANUAL** Erection System® is conform Europese richtlijnen gecertificeerd als medisch hulpmiddel CE

Artikelnummer: MES 01
Z-Index nummer: 15562573



Geproduceerd in Duitsland.

U heeft 2 jaar garantie op alle onderdelen, met uitzondering van de drukringen. Na de garantietermijn zijn de onderdelen altijd na te bestellen.



**Memidis
Pharma**
Men's Health

Memidis Pharma Benelux
Kerkenbos 1077-R, 6546 BB Nijmegen
tel. +31 (0)24 64 55 411
info@memidis.nl

www.erecietpomp.nl
www.erecietpomp.be

Erection System®

Een effectief hulpmiddel bij erectiestoornissen, ongeacht de oorzaak.



ACTIVE Erection System®
MANUAL Erection System®



U bent bij de huisarts of uroloog geweest omdat u te maken heeft met een erectiestoornis of impotentie.

Een erectiestoornis is niets om u voor te schamen. Het is een algemeen voorkomend probleem. Alleen al in Nederland hebben ongeveer 800.000 mannen wel eens last van een erectiestoornis.

We spreken over een erectiestoornis wanneer u onvoldoende in staat bent een erectie te krijgen of te behouden. Hierdoor wordt bevredigende seks erg lastig.

Het **Active** en **Manual Erection System** zijn vacuüm-systemen waarmee u weer een erectie kan opwekken. Beide systemen zijn effectief, ongeacht de aard van de klachten en eenvoudig in het gebruik. Uw arts heeft u vermoedelijk aangeraden om eens meer te lezen over het gebruik van een vacuümpomp.

De **AES** of **MES** medische vacuümpomp is een geaccepteerde oplossing voor 30% van de patiënten met een erectiestoornis, die niet of onvoldoende reageren op behandeling met erectiepillen zoals Viagra.

ACTIVE Erection System®



transparante cilinder

geleideringen

elektrische pompkop met 2 LED lampjes

MANUAL Erection System®



transparante cilinder

geleideringen

handpompje

conus



glijmiddel

drukringen



10 mm / 12.5 mm / 15 mm / 20 mm



verpakking

Het **ACTIVE Erection System**® (AES) werkt middels een elektrisch vacuümpompje, inclusief 3 AAA batterijen.

Het **MANUAL Erection System**® (MES) heeft een handbediend vacuümpompje.

Het **ACTIVE ED System**® (AES + MES) bevat zowel een hand- als een elektrisch pompje.

90% tot 95% van de mannen die de AES of MES gebruiken is weer tevreden over zijn erectie.

Het Erection System® bestaat uit:

- Cilinder van transparant perspex.
- 2 Geleideringen voor het plaatsen van de drukringen op de cilinder.
- Conus, hulpmiddel voor aanbrengen van de drukringen.
- 4 Drukringen met diameter van 10 - 12,5 - 15 en 20 mm.
- Tube Animé glijmiddel 50 ml, op waterbasis.
- Duidelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands.
- DVD met instructievideo in Engels, Frans en Duits.
- Praktische, neutrale opbergtas.

Handbediend of elektrisch?

Het onderscheid tussen de twee systemen is dat de MES (handmatig) stiller en sneller een sterkere druk opbouwt.

De AES (elektrisch) is daarentegen makkelijker in het gebruik.

Na een prostaatoperatie is het handbediende systeem een geschiktere keuze.

Van beiden apparaten zijn de losse onderdelen onderling uitwisselbaar.

De erectie-systemen zijn met hoogwaardige materialen geproduceerd. Het zijn officieel gecertificeerde medische hulpmiddelen.

Voordelen

Een veilige manier om een erectie op te wekken.	✓
Is niet fysiek belastend.	✓
Eenvoudig in gebruik.	✓
Zeer effectief.	✓
Wordt goed geaccepteerd.	✓
Zorgt voor herstel van erectiele functies.	✓